


# 瘦肉精检测

"瘦肉精"是一类药物的统称，主要是肾上腺类、 $\beta$ -激动剂、 $\beta$ -兴奋剂，用于治疗支气管哮喘、慢性支气管炎和肺气肿等疾病。当它们以超过治疗剂量5-10倍的用量用于家畜饲养时，就有显著的营养“再分配效应”：促进动物体蛋白质沉积、促进脂肪分解抑制脂肪沉积，显著提高胴体的瘦肉率、增重和提高饲料转化率，因此曾被用作牛、羊、禽、猪等畜禽的促生长剂、饲料添加剂。

人类在食用含有"瘦肉精"的猪肉后，会出现肌肉振颤、心慌、战栗、头疼、恶心、呕吐等症状；高血压、心脏病、甲亢和前列腺肥大等疾病患者危险程度更高，严重的可导致死亡。自1997年开始，我国农业部就已发文禁止在饲料和畜牧生产中使用"瘦肉精"。

## ★ 明星产品

产品名称	规格	样本	检测限
瘦肉精检测三联卡	10条/盒 50条/盒	尿样、组织、饲料	克伦特罗: 3ppb
			莱克多巴胺: 3/5ppb
			沙丁胺醇: 5ppb



检测结果示意图

成功进入2014年度农业部办公厅"瘦肉精"检测企业推荐名录

## ★ 产品目录

产品名称	规格	灵敏度	样本	检测限
克伦特罗 ELISA试剂盒	96T/盒	0.1ppb	尿样、组织（猪肝、猪肉、牛肉）、饲料	尿样：0.1ppb 组织：0.4ppb 饲料：5ppb
			尿样（猪、牛）	尿样：0.5ppb
			血清（猪、牛、羊）	血清：0.5ppb
		0.05ppb	尿样、组织（猪肝、猪肉、牛肉）、饲料	尿样：0.05ppb 组织：0.2ppb 饲料：2.5ppb
沙丁胺醇 ELISA试剂盒	96T/盒	0.1ppb	尿样、组织（猪肝、猪肉、牛肉）、饲料	尿样：0.1ppb 组织：0.4ppb 饲料：5ppb
莱克多巴胺 ELISA试剂盒	96T/盒	0.1ppb	尿样、组织（猪肝、猪肉、牛肉）、饲料	尿样：0.1ppb 组织：0.4ppb 饲料：5ppb
			血清（猪、牛、羊）	血清：0.5ppb
			0.025ppb	尿样、组织、饲料
苯乙醇胺A ELISA试剂盒	96T/盒	0.125ppb	尿样、组织（猪肝、猪肉、牛肉）	尿样：0.125ppb 组织：0.5ppb
克伦特罗 快速检测卡	10条/盒 50条/盒	/	尿样	2/3ppb
			组织	5ppb
			饲料	20/50ppb
莱克多巴胺 快速检测卡	10条/盒 50条/盒	/	尿样	3/5ppb
			组织	5ppb
			饲料	20/50ppb
沙丁胺醇 快速检测卡	10条/盒 50条/盒	/	尿样	3/5ppb
			组织	5ppb
			饲料	20/50ppb

## ★ 产品优势

- 1 酶联免疫检测法产品优势：灵敏度高、检测时间短操作方便、样品前处理简单特异性强、检测成本低、适用于实验室大批量样本筛查；
- 2 胶体金检测法产品优势：检测灵敏度高、检测时间短，仅需2-3min、样本直接提取，不需要氮气吹干、室温反应，适用于现场样本筛查；
- 3 权威评价：成功进入农业部办公厅农办牧【2015】11号文件企业推荐名录。（扫一扫维士康微信二维码了解更多详情）



### 关注食品安全·关爱您的健康

地址：武汉东湖开发区高新大道818号高科医疗器械园B11栋

邮编：430206

传真：027-65526208

网址：www.wisherkon.cn

邮箱：wisherkon@wisherkon.com

